

# 提供サンプルのフォーマット

- 濃度: サンプル溶解度により10 mMか2 mMの原液をストック  
既製プレート(セットもの)は2 mM、Coreのみ10 mMの用意有  
サンプルID指定の場合は選択可能ですが、  
POD※分注は2 mMが通常の最高濃度、10 mM使用は要相談  
異なる濃度のサンプルは原則別々のプレートに分注

※ <https://www.ddi.u-tokyo.ac.jp/faq/> のQ10を参照

- 液量: 最大5  $\mu$ L (それ以上必要な場合は計算根拠を示して相談)
- 通常分注のサンプルレイアウト:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		1	9									
B		2	10									
C		3										
D		4										
E		5										
F		6									78	
G		7									79	
H		8									80	

Greiner 96PP, V, #651201

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
G																									
H																									
I																									
J																									
K																									
L																									
M																									
N																									
O																									
P																									

Greiner 384PP, Small vol, #784201

コントロールサンプルを配置するための空ウェル