

# 提供サンプルのフォーマット

- **濃度**: セットものは基本2mM  
(サンプルID指定の場合、サンプル溶解度により10mM又は2mM)
- **液量**: 最大 5 uL
- **サンプルレイアウト**:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		1	9									
B		2	10									
C		3										
D		4										
E		5										
F		6									78	
G		7									79	
H		8									80	

Greiner 96PP, V, #651201

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
A																									
B																									
C																									
D																									
E																									
F																									
G																									
H																									
I																									
J																									
K																									
L																									
M																									
N																									
O																									
P																									

Greiner 384PP, Small vol, #784201

コントロールサンプルを配置するための空ウェル